

# **Manual de Usuario**

## **Instalación del aplicativo**

## **INTRODUCCIÓN**

El presente documento busca brindar una guía clara y estructurada para la instalación y configuración inicial del aplicativo Mini Navegador Panacea en los equipos de la institución. Esta herramienta ha sido desarrollada para optimizar el flujo de trabajo de los usuarios que interactúan diariamente con el sistema principal.

## **OBJETIVO**

Describir paso a paso el proceso de descarga, instalación y ejecución del Mini Navegador Panacea, con la finalidad de facilitar su correcta implementación en los diferentes equipos de cómputo y garantizar que el usuario final pueda acceder a la herramienta sin inconvenientes técnicos.

## **DIRIGIDO A**

Este documento está orientado a todo el personal administrativo y asistencial que requiera interactuar con el sistema Panacea en su gestión diaria, así como al equipo técnico y de soporte encargado de la administración de los equipos.

# Tabla de Contenido

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INTRODUCCIÓN .....</b>                                           | <b>2</b>  |
| <b>OBJETIVO.....</b>                                                | <b>2</b>  |
| <b>DIRIGIDO A .....</b>                                             | <b>2</b>  |
| <b>Requisitos Previos.....</b>                                      | <b>4</b>  |
| <b>1.1.    Requerimientos del sistema.....</b>                      | <b>4</b>  |
| <b>1.2.    Permisos de instalación .....</b>                        | <b>4</b>  |
| <b>1.2.1.    Instalación en equipos corporativos .....</b>          | <b>5</b>  |
| <b>1.2.2.    Instalación en equipos personales.....</b>             | <b>6</b>  |
| <b>2.            Descarga del instalador (Navegador Edge) .....</b> | <b>7</b>  |
| <b>3.            Instalación del Navegador Panacea .....</b>        | <b>11</b> |
| <b>4.            Instalación del complemento .....</b>              | <b>16</b> |
| <b>5.            Solución de problemas frecuentes .....</b>         | <b>17</b> |

## Requisitos Previos

Antes de iniciar la instalación del Navegador Panacea, verifique que el equipo cumpla con los siguientes requisitos.

### 1.1. Requerimientos del sistema

Para garantizar un funcionamiento adecuado del Navegador Panacea, el equipo debe cumplir como mínimo con las siguientes especificaciones:

| Requisito         | Especificación        |
|-------------------|-----------------------|
| Sistema Operativo | Windows 10 o superior |
| Memoria RAM       | 8 GB o superior       |

### Importante

Si el equipo actualmente ejecuta el sistema Panacea sin inconvenientes, cumple con los requisitos necesarios para instalar y utilizar el Navegador Panacea.

### 1.2. Permisos de instalación

La instalación requiere permisos de administrador de Windows, ya que durante el proceso se instalan componentes necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación.

### 1.2.1. Instalación en equipos corporativos

En los equipos administrados por la institución, los usuarios generalmente no cuentan con permisos de administrador.

Si durante la instalación Windows solicita credenciales de administrador, comuníquese con el área de Soporte Técnico para autorizar y completar la instalación.

Control de cuentas de usuario

✕

¿Quieres permitir que esta aplicación de un editor desconocido haga cambios en el dispositivo?

Panacea\_Setup\_v1.exe

Editor: Desconocido  
Origen del archivo: Descargado de Internet

[Mostrar más detalles](#)

Para continuar, escribe el nombre de usuario y la contraseña de administrador.

Nombre de usuario

Contraseña

Dominio: IPSGOLEMAN


Sí

No

### 1.2.2. Instalación en equipos personales

En equipos personales, el usuario podrá realizar la instalación siempre que disponga de una cuenta con permisos de administrador.


Si Windows muestra la ventana del Control de cuentas de usuario (UAC), seleccione Sí para continuar



## 2. Descarga del instalador (Navegador Edge)


### Paso 1

Abra su navegador e ingrese al siguiente sitio web: <https://panacea.ipsgoleman.com>



### Paso 2


En la página principal, haga clic en cualquiera de los botones **Descargar**.



### Paso 3

Espere a que finalice la descarga del archivo:

**Panacea\_Setup\_v1.exe**



### Nota Importante


#### Si Windows bloquea la descarga

En algunos equipos, Microsoft Defender SmartScreen puede impedir temporalmente la descarga del archivo.

Si esto ocurre, siga los pasos descritos a continuación.

### Paso 3.1


Ubique el archivo descargado y haga clic en los **tres puntos (...)**.






### Paso 3.2

Seleccione la opción **Conservar**.




### Paso 3.3

En la ventana que aparece, haga clic en la flecha ubicada junto al botón **Eliminar**.




### Paso 3.4

Seleccione nuevamente la opción **Conservar**.



### Paso 3.5

Una vez completado este proceso, el archivo permanecerá disponible para continuar con la instalación.




### 3.Instalación del Navegador Panacea

#### Paso 1

Ubique el archivo **Panacea\_Setup\_v1.exe** en la carpeta **Descargas** o en la ubicación donde fue guardado.

Haga doble clic sobre él para iniciar la instalación.



#### Paso 2

Si Windows solicita permisos de administrador, siga las indicaciones descritas en la sección [1.2 Permisos de instalación.](#)

### Paso 3


#### Si aparece el mensaje "Windows protegió su PC"

Durante la instalación es posible que Windows SmartScreen muestre el siguiente mensaje.

Este comportamiento es normal cuando se ejecutan aplicaciones internas que no han sido distribuidas públicamente.


Para continuar:

Seleccione **Más información**.




#### Paso 4

Seleccione **Ejecutar de todas formas**.




## Paso 5

Se abrirá el asistente de instalación.  
Seleccione **Siguiente**.




## Paso 6

Revise la información presentada y haga clic nuevamente en **Siguiente**.




## Paso 7

Seleccione **Instalar** para iniciar la instalación.



## Paso 8

Espere mientras finaliza la instalación.  
Este proceso puede tardar algunos minutos.




### Paso 9

Seleccione **Finalizar**.

El Navegador Panacea se abrirá automáticamente.

Si esto no ocurre, búsquelo desde el menú Inicio de Windows y ejecútello manualmente.




## 4. Instalación del complemento

### Paso 1

Si es la primera vez que utiliza Panacea, aparecerá un mensaje indicando que es necesario instalar un complemento.

Seleccione **Aceptar** para continuar.



### Paso 2

Windows solicitará nuevamente permisos de administrador.

Si utiliza un equipo corporativo, solicite apoyo al área de Soporte Técnico.

En equipos personales, autorice la instalación utilizando una cuenta con privilegios de administrador.

### Nota Importante


Espere hasta que finalice la instalación del complemento.

No cierre la aplicación durante este proceso.



### Paso 3

Una vez finalizada la instalación, se mostrará la pantalla principal de Panacea. El sistema estará listo para utilizarse.



## Solución de problemas frecuentes

### No puedo descargar el instalador.

Siga las instrucciones descritas en la sección **"Si Windows bloquea la descarga"**.

### Windows solicita permisos de administrador.

Si utiliza un equipo corporativo, comuníquese con el área de Soporte Técnico. En equipos personales, utilice una cuenta con permisos de administrador.

### Aparece el mensaje "Windows protegió su PC".

Seleccione **Más información** y luego **Ejecutar de todas formas** para continuar con la instalación.

### El programa no abre después de instalarlo.

Busque **Panacea** desde el menú Inicio de Windows y ejecútelo manualmente. Si el problema persiste, reinstale la aplicación o contacte al área de Soporte Técnico.

### La instalación del complemento no finaliza.

Verifique que dispone de permisos de administrador y espere a que el proceso termine antes de cerrar la aplicación.

## 5. Recomendaciones

- No cierre el instalador mientras se encuentre en ejecución.
- Mantenga una conexión estable a Internet durante la instalación.
- No elimine el instalador hasta verificar que la aplicación funciona correctamente.
- Si utiliza un equipo corporativo, realice la instalación con el acompañamiento del área de Soporte Técnico cuando sea necesario.

## 6. Contacto de soporte

Si presenta inconvenientes durante la instalación, configuración o funcionamiento del Navegador Panacea, puede solicitar asistencia a través de la Mesa de Ayuda GIA. Desde allí podrá registrar un caso de soporte para que el equipo técnico le brinde acompañamiento.

[Ir a Mesa de Ayuda GIA](#)